

Nom du Patient:

Médecin:




Bas de voyage
18-21 mmHg

CCL 1
18 - 21 mmHg


CCL 2
23 - 32 mmHg

CCL 3
34 - 46 mmHg

CCL 4
49 - >49 mmHg



Orteils <input type="checkbox"/> ouvert <input type="checkbox"/> fermé	Classe de pression	A - D Longueur de Genou	A - G Longueur de Cuisse	A-G Longueur de Cuisse (avec ceinture)	A - T Collants	A - T / U Collants pour femmes enceintes	Du poignet à l'épaule	Du poignet à l'épaule avec un bandage triangulaire	Du doigt à l'épaule avec un bandage triangulaire	Manchette, Du doigt à l'épaule
Varices Chaussettes	<input type="checkbox"/> ccl 1 <input type="checkbox"/> ccl 2 <input type="checkbox"/> ccl 3 <input type="checkbox"/> ccl 4									
Bas de voyage	18 - 21 mmHg									
Bas Anti-Embolisme	13 - 18 mmHg									
Brassards lymphoedem	<input type="checkbox"/> ccl 1 <input type="checkbox"/> ccl 2 <input type="checkbox"/> ccl 3									



Pour plus d'efficacité dans votre traitement veuillez utiliser que des produits recommandés par votre médecin.

www.aurafix.com



Médicaux Varices Chaussettes

- Perméable à l'air
- Rafraichissant
- Tricot Élastique
- Apparence fit
- Le modèle à orteil ouvert s'enfile facilement.
- Lavables



Bas de voyage

- Perméable à l'air
- Rafraichissant
- Tricot Élastique
- Apparence fit
- Lavables




Bas Anti-Embolisme

- Prophylaxie de la thrombose
- Orifice d'inspection pour contrôler la circulation sanguine.
- Rubans en silicone et la taille facilement définie selon la couleur du talon
- Lavables



Brassards lymphoedem

- La technique de tissage ouvert réduit au minimum la transpiration
- Maintient la circulation de l'air et la température naturelle du corps.
- Tricot qui prévient le glissement et les plis.
- Lavables



Un système perméable à l'air qui prévient la formation de l'humidité entre la peau et le bas.

Tissu spécial perméable à l'air et anti bactériel pour les zones sensibles comme les bouts d'orteils.

Produits de la haute technologie du tissage à double compression, avec une élasticité parfaite et facile à utiliser

• Les patients doivent être mesurés à partir de points indiqués pour appliquer une pression correcte

• Laver les produits dans l'eau chaude (40 ° C) sans détergent. Ne pas repasser ou exposer au rayonnement solaire direct lors du séchage.

• Nous ne donnons pas la garantie sur notre production quant à l'absence des trous ou coins.

• Le bon usage garantit la préservation de la compression pendant une période de 6 à 8 mois.

Point de vente autorisé



SARL ORTHOMED DISTRIBUTION
coopérative immobilière
EL ANOUAR lot N°01 Reghaia ALGER
Distributeur Exclusif de la marque

Aurafix

Tel : 0021321848578
Fax : 0021321850754
Mobile : 00213550106102
00213552924530

contact@orthomed-dz.com